ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
4.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.63.1

Potilaan itse ottama näyte vaginaeritteen hiivaviljelytutkimusta varten (FI-CandVi, 54112)

Tutkimus: FI-CandVi (54112)

Näytteenottovälineet

- Bakteerinkuljetusputki

Näytteenotto

- Ajoita näytteenotto siten, että voit toimittaa näytteen laboratorioon saman päivän aikana.
- Pese ja kuivaa kätesi huolellisesti.
- Poista bakteerinkuljetusputki suojamuovista.
- Irrota putken yläpäästä valkoinen suojatulppa. Tulpan voi hävittää.
- Ota näytteenottotikku suojamuovista pitäen kiinni punaisesta korkkiosasta. Älä koske näytteenottotikulla muuta, kuin varsinaista näytteenottoaluetta.
- Levitä toisella kädellä ihopoimuja emättimen ulkosuun ympäriltä.
- Työnnä näytteenottotikku vanupää edellä emättimeen noin 5 cm syvyyteen. Pyöritä näytteenottotikkua emättimen seinämiä vasten noin 10–15 sekunnin ajan.
- Vedä näytteenottotikku varovasti pois emättimestä. Älä laske tikkua kädestäsi äläkä koske sillä minnekään.
- Työnnä näytteenottotikku bakteerinkuljetusputkeen niin, että pumpulipää uppoaa geeliin ja tikun päässä oleva punainen tulppa sulkee putken tiiviisti.
- Kirjoita tämän ohjeen viimeiselle sivulle pyydetyt tiedot. Laita sivu bakteerinkuljetusputken kanssa samaan pussiin. Sulje pussi huolellisesti.

Säilytys

Säilytä näyte jääkaapissa. Toimita näyte laboratorioon mahdollisimman pian huoneenlämmössä.

Kerro näytteenottajalle, jos et ole voinut noudattaa tätä potilasohjetta tai olet saanut siitä poikkeavia erityisohjeita.

Näytteenottoon liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ISLAB neuvontapalveluun puh. 044 457 0740.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärisi tai hoitajasi.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
4.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.63.1

Näytteen tiedot (täytä ja palauta vain tämä sivu laboratorioon näytteen mukana)

Kirjoita etu- ja sukunimesi:

Kirjoita henkilötunnuksesi:

Kirjoita puhelinnumerosi:

Kirjoita näytteenottoaika (päivämäärä ja kellonaika):

Kirjoita tarvittaessa lisätietoja: