ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
4.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.63.1

Самостоятельное взятие образца влагалищных выделений для исследования на дрожжевые грибки

Исследование: FI-CandVi (54112)

Принадлежности для взятия анализа

- Транспортная пробирка для бактериологических проб

Сбор материала для анализа

- Рассчитайте время сбора образца так, чтобы доставить его в лабораторию в тот же день.
- Тщательно вымойте и высушите руки.
- Достаньте транспортную пробирку для бактериологических проб из защитной пластиковой упаковки.
- Снимите белый защитный колпачок с верхнего конца пробирки. Колпачок можно выбросить.
- Возьмите палочку для взятия анализа за красный колпачок и извлеките ее из защитной пластиковой упаковки. Не прикасайтесь палочкой для взятия анализа ни к чему, кроме участка, с которого берется образец.
- Свободной рукой разведите половые губы, открыв вход во влагалище.
- Введите палочку для взятия анализа ватным кончиком вперед во влагалище на глубину около 5 см. Прижимая ватный кончик палочки к стенкам влагалища, вращайте ее в течение 10–15 секунд.
- Аккуратно выньте палочку из влагалища. Продолжайте держать палочку в руке, не допуская ее соприкосновения с посторонними предметами.
- Вставьте палочку с образцом в транспортную пробирку, погрузив ватный кончик в гель. Плотно закройте пробирку красной пробкой на конце палочки.
- Заполните сведения, запрошенные на последней странице этой инструкции. Вложите эту страницу в пакет с пробиркой для транспортировки образца. Тщательно закройте пакет.

Хранение

Храните образец в холодильнике. Доставьте образец в лабораторию как можно скорее при комнатной температуре.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
4.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.63.1

Если вы не смогли выполнить эти инструкции или получили другие рекомендации, обязательно сообщите об этом перед сдачей анализа берущему анализ специалисту.

Если у вас возникли вопросы по поводу сдачи анализов, вы можете обратиться в консультационную службу ISLAB по телефону 044 457 0740.

На вопросы, касающиеся обследований или результатов анализов, ответит ваш лечащий врач или медсестра.

Информация об образце (заполните эту страницу и верните в лабораторию вместе с образцом)

Напишите ваши имя и фамилию:

Напишите свой личный идентификационный номер (henkilötunnus):

Напишите свой номер телефона:

Укажите время сбора образца (дату и время):

При необходимости предоставьте дополнительную информацию: